



醫事檢驗科公告

2021/11/12

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：淡水醫事檢驗科恢復受理檢驗項目 66084 太古盤寧
(Teicoplanin)

執行日期：2021/11/15

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

恢復原因：依 2021 年第二次抗生素管理小組會議決議重啟檢驗

執行方式：

- 1 檢驗方法：均質顆粒加強型免疫比濁分析法
- 2 參考值：血中 Trough 須至少濃度維持 15 µg/mL，在嚴重感染情況下才能有效治療。
- 3 檢體及容器：
 - 3.1 採血量：至少 3mL
 - 3.2 採血容器：SST II 真空採檢管(黃頭蓋管子)、無添加抗凝劑採血管(空白管)
- 4 運送條件：收集到檢體後 4 小時內，以室溫方式送至檢驗科，若無法於 4 小時內送到，檢體需先冷藏保存。
- 5 收件時間：24 小時
- 6 操作時間：週一、週四當日 14:00 前檢體，逢國定假日順延一日。
- 7 報告時間：操作日當天
- 8 收費標準：自費價 1200 元(非健保計價項目)
- 9 注意事項：
 - 9.1 採集後需轉送至淡水院區檢驗科貴重儀器組操作。
 - 9.2 採血量至少 3mL，抽取量少的樣本可能會產生錯誤的結果。
 - 9.3 採血時機：建議於使用藥品(太古盤寧素) 第 3-5 天(最快第五劑給藥前) 採集檢體，測定 Trough 濃度。

公告製訂：醫事檢驗科貴重儀器組組長 黃嵩發〈淡水院區分機：2511〉

馬偕紀念醫院
Mackay Memorial Hospital