



醫事檢驗科公告

2023/04/13

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：淡水醫事檢驗科異動檢驗項目 66617 Procalcitonin 操作機台

執行日期：2023/04/15

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

異動原因：為能有效減少採血量及簡化流程，故進行儀器整合。

執行方式：

1. 異動前後儀器及方法學差異如下表：

	異動前(舊系統)	異動後(新系統)
儀器廠牌/儀器	VIDAS/ VIDAS 3 SYSTEM	Beckman Coulter/ DxI
原理方法學	ELISA	ELISA
線性範圍	0.05~200 ng/mL	0.01~100 ng/mL
報告範圍	0.05~200 ng/mL	0.01~1000 ng/mL
參考值	<0.09 ng/mL	<0.09 ng/mL
備註	<0.25:low risk of lower respiratory tract infections <0.5 :low risk of severe sepsis/septic shock >2.0 :high risk of severe sepsis/septic shock	

2. 注意事項：檢驗項目之採檢方式、送檢流程、臨床決策值及報告時間，均依照現行作業方式處理。

公告製訂：醫事檢驗科生化血液組組長 蔡明芬〈淡水院區分機：2469〉