



# 醫事檢驗科公告

2023/11/28

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：醫事檢驗科新增檢驗項目 66671 皮膚炎自體抗體組合，66672 全身性硬化症自體抗體組合，66673 可萃取性核抗體組合(定性)

執行日期：2023/12/01

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

說明：依「2022年7月臨床檢驗與檢查諮詢會議」決議新增

執行方式：

1. 檢驗方法：定性免疫墨點試驗法(Qualitative Immunoblot Assay)
2. 參考值：如下表

醫令名稱	報告內容			報告結果備註說明
	名稱	報告縮寫	參考值	
66671 皮膚炎自體 抗體組合 Myositis autoantibod ies panel	Ro-52	Ro52	-	- Negative  +/- Borderline可疑 (信號強度增強但為陰性)  +, ++ Positive陽性  +++ Strong Positive強陽性
	OJ	OJ	-	
	EJ	EJ	-	
	PL-12	PL-12	-	
	PL-7	PL-7	-	
	SRP	SRP	-	
	Jo-1	Jo-1	-	
	PM-Sc175	PM75	-	
	PM-Sc1100	PM100	-	
	Ku	Ku	-	
	SAE1	SAE1	-	
	NXP2	NXP2	-	
	MDA5	MDA5	-	
	TIF1 $\gamma$	TIF1g	-	
Mi-2 $\beta$	Mi-2b	-		
Mi-2 $\alpha$	Mi-2a	-		
66672 全身性硬化 症自體抗體 組合 Systemic Sclerosis autoantibod ies panel	Ro-52	Ro-52	-	- Negative  +/- Borderline可疑 (信號強度增強但為陰性)  +, ++ Positive陽性  +++ Strong Positive強陽性
	PDGFR	PDGFR	-	
	Ku	Ku	-	
	PM-Sc175	PM75	-	
	PM-Sc1100	PM100	-	
	Th/To	Th/To	-	
	NOR90	NOR90	-	
	Fibrillarin	Fib	-	
	RP155	RP155	-	

	醫令名稱	報告內容			報告結果備註說明
		RP11	RP11	-	
		CENP B	CB	-	
		CENP A	CA	-	
		Scl-70	Scl-70	-	
66673	可萃取性核 抗體組合 (定性) Extractable nuclear antibody(定 性)	名稱	報告縮寫	參考值	- Negative +/- Borderline可疑 (信號強 度增強但為陰性) +, ++ Positive陽性 +++ Strong Positive強陽 性
		ribosomal P- proteins	RIB	-	
		histones	HI	-	
		nucleosomes	NUC	-	
		dsDNA	DNA	-	
		CENP B	CB	-	
		Jo-1	Jo	-	
		Scl-70	Scl	-	
		SS-B	SSB	-	
		Ro-52	52	-	
		SS-A	SSA	-	
		Sm	Sm	-	
		nRNP/Sm	RP/Sm	-	

3. 檢體及容器：採集全血2mL置於SSTII試管
4. 運送條件：室溫運送
5. 收件時間：24小時
6. 報告時間：10個工作天
7. 收費標準：

項目	健保給付(點)	自費價(元)
66671 皮膚炎自體抗體組合	2361	3100
66672 全身性硬化症自體抗體組合	2229	2900
66673 可萃取性核抗體組合(定性)	2322	3000

公告製訂：醫事檢驗科生化免疫組組長 張心馨〈台北院區分機：3021〉

