



# 醫事檢驗科公告

2021/12/28

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：66070 Theophylline 及 65163 Glycated Albumin 兩項改以委外代檢方式執行

執行日期：2022/01/01

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

執行方式：

1. 依二〇二一年臨床檢驗與檢查諮詢會議第二次會議決議，66070 Theophylline 及 65163 Glycated Albumin 兩項改委託大安聯合醫事檢驗所檢驗。
2. 因使用試劑與委外單位不同，差異對照如下表：

66070 Theophylline	原方法	委外方法
試劑廠牌	Beckman Coulter	SIEMENS
檢驗方法	particle enhanced turbidimetric inhibition immunoassay	
參考值	治療：10-20 µg/mL 毒性：> 20 µg/mL	
報告時間	操作日當天	3 個工作天

65163 Glycated Albumin	原方法	委外方法
試劑廠牌	Sekisui Norudia	SIEMENS
檢驗方法	Fructosyl amino acid oxidase(FAOD)	Ketoamine oxidase(KAOD)
參考值	11.0-16.0%	
報告時間	操作日當天	3 個工作天

3. 上述項目檢體量、採檢容器、送檢流程及參考值等，均比照現行方式處理。

公告製訂：醫事檢驗科生化免疫組組長 楊智淵〈台北院區分機：3021〉