



醫事檢驗科公告

2024/10/29

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：變更「666147 LIPOPROTEIN ELECTROPHORESIS 脂蛋白電泳分析」報告格式及參考值

執行日期：2024/11/01

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

說明：

1. 變更原因：委外單位來函更換儀器廠牌，報告格式及參考值修訂如下：

檢驗代碼：66147

項目名稱：LIPOPROTEIN ELECTROPHORESIS 脂蛋白電泳分析

	原廠牌	新廠牌
方法	Electrophoresis 電泳法	Electrophoresis 電泳法
廠牌	HELENA Laboratories	SEBIA
型號	Epalyzer 2	Hydrasys 2Scan Focusing
報告欄位及參考區間	ALPHA(80-310mg%) PRE-BETA(50-180 mg%) BETA(160-400 mg%) CHYLOMICRON(0-50 mg%)	Alpha lipoproteins(HDL)(22.3-53.3%) Pre-beta lipoproteins(VLDL)(4.4-23.1%) Beta lipoproteins(LDL)(38.6-69.4%) Chylomicrons(無參考值) Lp(a)(電泳圖出現 band 才会有此欄位，報告發%)
注意事項		建議至少空腹 12 小時

2. 注意事項：送檢流程、報告時間等，均依照現行作業方式處理。

公告製訂：醫事檢驗科生化免疫組組長 張心馨〈台北院區分機：2488〉

